

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI10 Inkubator

Für kontrolliertes Bakterienwachstum



Um die Ergebnisse der Dipslides und anderer mikrobiologischer Tests wie Coliform / E-coli Test Kit von Woche zu Woche vergleichen zu können, müssen die Inkubationszeit und die Inkubationstemperatur bei jeder Testdurchführung gleich sein. Dadurch wird immer ein kontrolliertes und gleichmäßiges Bakterienwachstum gewährleistet. Mit dem DI10 Inkubator kann somit ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Analyse der mikrobiologischen Aktivität im Wasser durchgeführt werden. Der Lovibond® DI10 Inkubator ermöglicht die zuverlässige Inkubation vor Ort, im Labor oder sogar unterwegs im Auto. Für die Inkubation von Dipslides empfehlen wir den Kauf des Dipslides-Halters. Dieser bietet einen sicheren Stand für 12 Dipslides im DI10 während der Inkubationszeit.

- Robuste Ausführung
- Fasst bis zu 12 Dipslides oder 10 Petrischalen
- Hervorragende Temperaturstabilität
- Betrieb im Auto möglich

Bestell-Nr.: 56B000701

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Technische Daten

Voltage	12 V
Display	1 x 16 bit hintergrundbeleuchtetes LCD
Stromversorgung	12 V 110 V 240 V
Temperaturtoleranz	± 0.5 °C
Konformität	CE
Abmessungen	246 x 215 x 162 mm

Lieferumfang

- DI10
- Netzteil
- Stromkabel-Set (Großbritannien, Europa und USA)
- Zigarettenanzünder Kabel & 8 Steckadapter
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	176300
Netzteil	182049

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien