

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI 20 Incubateur

Conforme aux directives de l'OMS



Notre nouvel incubateur DI20 a été développé pour les utilisateurs qui doivent respecter les normes globales de l'eau potable, même dans les environnements difficiles.

Cet appareil portable, léger et de haute qualité convient aux analyses microbiologiques effectuées avec des boîtes de Petri. L'incubateur DI20 est le seul de sa catégorie à être équipé en standard d'une fonction de chauffage et de refroidissement.

Ainsi, les échantillons sont incubés à la température correcte, quelles que soient les conditions environnantes.

Son design novateur englobe un petit support pour boîte de Petri avec des boîtes de Petri en aluminium réutilisables, résistantes à la corrosion.

Ces boîtes permettent d'effectuer jusqu'à 20 tests en incubateur. Son ergonomie et ses touches à pictogrammes intuitives permettent de l'utiliser sans savoir-faire approfondi et sans instruction préalable sur son fonctionnement. A l'aide des LED, l'utilisateur est en mesure de reconnaître immédiatement la progression du cycle d'incubation et la stabilité de la température.

- Conforme aux directives de l'OMS "Guidelines for drinking water quality 4<sup>th</sup> edition."
- Modèle compact & léger
- Chauffage & refroidissement de série
- Touches intuitives, graphiques

Code: 56B000714

### Industrie

NGO

### Fiche technique

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Interfaces                 | USB                |
| Alimentation               | 12 V               |
| Plage des températures     | 20 °C - 47 °C      |
| Tolérance des températures | ± 0.5 °C           |
| Conformité                 | CE                 |
| Dimensions                 | 116 x 165 x 116 mm |

### Contenu de livraison

- 20DI
- Câble d'alimentation
- 50 boîtes de Pétri
- Bloc d'alimentation

| Titre                        | Code     |
|------------------------------|----------|
| Kit de câbles d'alimentation | 136300   |
| Divers                       | 190630   |
| Porte-boîte de Pétri         | 197139   |
| Alimenter, 12 V / 48 W       | 19803550 |
| Câble de charge accu         | 19803555 |
| Boîtes de Pétri, 10 pc.      | 400855   |

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne