

# Water Testing

## T-CAL® 系列浊度标准液

适用于各品牌  
浊度仪校准和  
验证



## Lovibond® 免稀释福尔马胂一级浊度标准液

德国罗威邦帮您轻松校准浊度仪！

无论是饮用水还是污水，浊度仪的校准在检测过程中都十分重要，是检测有效性的前提。福尔马胂标准液通用于不同品牌的浊度仪，适用于实验室用台式浊度仪，便携式浊度仪和在线浊度仪。Lovibond® 罗威邦® 浊度标准液可选多种浊度，帮您免除稀释误差，节省额外工作。

**Lovibond® T-Cal® 系列浊度标准液：**

- 福尔马胂一级标准液，通用于各品牌浊度仪
- <0.1 - 4000 NTU 多浊度可选，开瓶即用
- 免稀释，减少误差，精确校准
- 保质期久，稳定
- 近 140 年分析测试经验
- 德国制造，质量保证

避免稀释  
误差

减少有毒害化  
物质接触

## T-CAL® 系列稳定保存福尔马胂一级标准液 适用于各品牌浊度仪的校准和验证

Lovibond® 罗威邦作为浊度检测产品研发生产商，注重浊度检测的每个细节。T-CAL® 系列浊度一级标准液可选多种浊度，打开即用，另有多种体积包装供您选择。



浊度标准液	容量	订货号	容量	订货号	容量	订货号
T-CAL®- 标准液 <0.1 NTU	125 ml	48012012	500 ml	48012050	1000 ml	48012099
T-CAL®- 标准液 0.3 NTU			500 ml	48011050		
T-CAL®- 标准液 1.0 NTU	125 ml	48011112	500 ml	48011150	1000 ml	48011199
T-CAL®- 标准液 5.0 NTU			500 ml	48012250		
T-CAL®- 标准液 10 NTU	125 ml	48011212	500 ml	48011250		
T-CAL®- 标准液 20 NTU	125 ml	48012312	500 ml	48012350	1000 ml	48012399
T-CAL®- 标准液 100 NTU	125 ml	48011512	500 ml	48011550		
T-CAL®- 标准液 200 NTU	125 ml	48011612	500 ml	48011650		
T-CAL®- 标准液 800 NTU	125 ml	48011712	500 ml	48011750		
T-CAL®- 标准液 1000 NTU	125 ml	48011812	500 ml	48011850		
T-CAL®- 标准液 4000 NTU	125 ml	48012912	500 ml	48012950		



常用浊度仪校准验证套装系列。  
挑选适用的浊度一级标准液组合：

浊度标准液组合	组合浊度	订货号
T-CAL®- 标准液组合	<0.1 / 20 NTU, 各 2x 1000 ml	48019399
T-CAL®- 标准液组合	<0.1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, 各 125 ml	48019712
T-CAL®- 标准液组合	<0.1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, 各 500 ml	48019750
T-CAL®- 标准液组合	<0.1 / 20 / 100 / 800 NTU, 各 125 ml	48019412
T-CAL®- 标准液组合	<0.1 / 20 / 100 / 800 NTU, 各 500 ml	48019450
T-CAL®- 标准液组合	10 / 20 / 100 / 800 NTU, 各 125 ml	48019512
T-CAL®- 标准液组合	10 / 20 / 100 / 800 NTU, 各 500 ml	48019550