

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF332 EP 色标 (欧洲药典方法 2.2.2)

Pharmaceutical Colour Grading According to the EP Colour Scale



- 样本与欧洲药典色标的精确匹配
- 快速、经济 & 便携的目视匹配
- 双视窗可提供精确的测量结果
- 保证恒定的光照度

货号: 433320

你所需要的所有测量到的EP刻度

AF 332 是一个独立套装, 可提供匹配药品样本与欧洲药典 (欧洲药典方法 2.2.2) 色标的一切所需, 其中包括 Lovibond® 目视比色仪系统 2000、五个颜色分级色盘和两个 40 mm 比色杯。

快速、经济 & 便携的目视匹配

比色仪 2000+ 是一个灵活、模块化的目视颜色测定系统。您可以通过使用合适的比色仪设备和色盘, 快速对比样本和已校准、颜色稳定的标准玻璃。

双视窗可提供精确的测量结果

Lovibond® 比色仪设备包括一个内置棱镜, 它可以覆盖样本区和比较区, 从而改善色差和重叠。该棱镜经过超声波密封, 以防止光学元件受到污染。每个单独分级的标准玻璃均反映量程内的一个独立级别 (对比连续分级), 这有助于区分颜色, 并可以实现结果的高准确度。

保证恒定的光照度

日光 2000 照明单元是比色仪 2000+ 的一个可选配元件。它是一种标准化光源, 可确保稳定的照明环境, 以进行准确的颜色估测。这对于浅色样本尤其有利。通过使用 Lovibond® 照明单元, 无论在何种环境光线下, 您都可以确保为颜色比较提供全天 24 小时的均匀光照度。

更长的存储时间

Lovibond® 测试盘的独特之处在于其内置的有色标准玻璃, 它们颜色稳定, 且不会受紫外线或外部环境条件的干扰。

请注意, 我们无法保证已调整的 Lovibond® 比色仪 1000 的色盘与 Lovibond® 比色仪 2000+ 的色盘兼容。

行业

医药行业

应用

医药产品 | 药品和化妆品

AF332 EP 色标 (欧洲药典方法 2.2.2)

颜色可反映制药行业中的质量。可靠、可重复的测试结果可确保最终产品质量以及最低的生产成本。分析速度决定过程控制效率, 而过程简单化可减少错误并提高生产率。

Technical Data

Applicable Standard	Ph.Eur. 2.2.2
颜色类型	Transparent
便携性	手提

标准配置文本

- 1 x Lovibond 2000+ 比色仪
- 1 x 比色仪日光灯 2000+
- 1 x 4/64A EP 色盘, 范围 R1-R7
- 1 x 4/64B EP 色盘, 范围 Y1-Y7
- 1 x 4/64C EP 色盘, 范围 B1-B9
- 1 x 4/64D EP 色盘, 范围 BY1-BY7
- 1 x 4/64E EP 色盘, 范围 GY1-GY7
- 2 x W680.OG.40mm 比色杯 (Cal 20ml)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙