



Water Testing

T-CAL® Étalons de turbidité

convient à tous
les turbidimètre
marques



Découvrez la gamme complète d' étalons de formazine

L'étalonnage des turbidimètres n'a jamais été aussi facile !

Pour vous, une mesure fiable n'est pas seulement une exigence importante dans la surveillance de l'eau potable et des eaux usées, c'est une évidence. Que ce soit pour des mesures de turbidité de routine en laboratoire ou directement sur site :

Utilisez les étalons de turbidité de Lovibond® et épargnez vous du travail supplémentaire.

Avec Lovibond® vous obtenez:

- Étalons primaires à base de formazine pour toutes les applications
- Normes prêtes à l'emploi directement à partir de la bouteille
- Des solutions précises pour la vérifier ou calibrer votre instrument
- Étalons stabilisées avec une longue durée de conservation
- L'outil parfait pour assurer la qualité de vos analyses
- Un savoir-faire expert basé sur environ 140 ans d'expérience

T-CAL[®] Étalons de turbidité stable à long terme pour l'étalonnage et la vérification de tout turbidimètre

Obtenez toute la gamme d'étalons de turbidité pour les turbidimètres de différents fabricants avec notre série **T-CAL[®]**. Prêts à l'emploi, préparés dans une grande variété de tailles d'emballage.

*éliminez les erreurs
de préparation*

*il n'est pas nécessaire
de manipuler des produits
chimiques dangereux*



Étalon	Quantité	Code				
T-CAL [®] -Standard <0,1 NTU	125 mL	48012012	500 mL	48012050	1000 mL	48012099
T-CAL [®] -Standard 0,3 NTU			500 mL	48011050		
T-CAL [®] -Standard 1,0 NTU	125 mL	48011112	500 mL	48011150	1000 mL	48011199
T-CAL [®] -Standard 5,0 NTU			500 mL	48012250		
T-CAL [®] -Standard 10 NTU	125 mL	48011212	500 mL	48011250		
T-CAL [®] -Standard 20 NTU	125 mL	48012312	500 mL	48012350	1000 mL	48012399
T-CAL [®] -Standard 100 NTU	125 mL	48011512	500 mL	48011550		
T-CAL [®] -Standard 200 NTU	125 mL	48011612	500 mL	48011650		
T-CAL [®] -Standard 800 NTU	125 mL	48011712	500 mL	48011750		
T-CAL [®] -Standard 1000 NTU	125 mL	48011812	500 mL	48011850		
T-CAL [®] -Standard 4000 NTU	125 mL	48012912	500 mL	48012950		



Obtenez le set parfait pour votre instrument Hach[®].
Choisissez la composition appropriée pour répondre à vos besoins :

Étalons dans set	Quantité définie	Code
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 NTU, par 2x 1000 mL	48019399
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, par 125 mL	48019712
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, par 500 mL	48019750
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, par 125 mL	48019412
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, par 500 mL	48019450
T-CAL [®] -Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, par 125 mL	48019512
T-CAL [®] -Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, par 500 mL	48019550

HACH[®] est une marque enregistrée appartenant à l'entreprise HACH Company, Loveland, Colorado. L'utilisation de la marque HACH[®] n'indique ni un lien avec cette entreprise ni un éventuel consentement de l'entreprise HACH Company relatif à la composition, l'examen ou l'aptitude de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans des spectrophotomètres ou dans d'autres appareils ou systèmes commercialisés sous la marque HACH[®].