

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Incubadora DI10

Para controlo do crescimento bacteriano



Para poder comparar os resultados dos Dipslides e de outros testes microbiológicos, como o kit de teste para coliformes / E-coli, de semana para semana, o tempo de incubação e a temperatura de incubação devem ser os mesmos de cada vez que o teste é efectuado. Desta forma, garante-se que o crescimento bacteriano é sempre controlado e uniforme. A incubadora DI10 é, portanto, um passo importante e necessário na análise da atividade microbiológica na água. A incubadora Lovibond® DI10 permite uma incubação fiável no local, no laboratório ou mesmo quando se viaja de carro. Para a incubação de dipslides, recomendamos a aquisição do suporte de dipslides. Este proporciona um suporte seguro para 12 dipslides na DI10 durante o período de incubação.

- Design robusto
- Capacidade para até 12 dipslides ou 10 placas de Petri
- Excelente estabilidade de temperatura
- Operação no carro possível

Artigo No: 56B000701

### Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas |  
Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química |  
Óleo e Gás | Outras Indústrias

### Dados Técnicos

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Display</b>	1 x LCD com iluminação de fundo de 16 bits
<b>Tolerância de Temperatura</b>	± 0.5 °C
<b>Conformidade</b>	CE
<b>Dimensões</b>	246 x 215 x 162 mm

# Texto do Escopo de Entrega

- D110
- Fornecimento de energia
- Cabo de alimentação (UK, EU & USA)
- Cabo de isqueiro e 8 adaptadores de ficha
- Instruções de utilização

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	176300
Fonte de alimentação externa	182049

**Tintometer GmbH**  
Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Alemanha

**The Tintometer Limited**  
Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Reino Unido

**Tintometer China**  
9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**  
Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malásia

**Tintometer Brazil**  
Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasil

**Tintometer Inc.**  
6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
EUA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**  
Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Índia

**Tintometer Spain**  
Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espanha