

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



AF 357 Trinkwasser Kit

Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar



- Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar
- Kompensation von farbigen und getrübbten Proben
- Garantierte Beständigkeit der Glasfarbfilter
- Integriertes Prisma

Bestell-Nr.: 413570

Nutzbar in verschiedenen Applikationen

Der Comparator 2000+ ist vielseitig anwendbar: In Schwimmbädern kommt er genauso zum Einsatz wie in Forschungszentrum, Hochschulen oder der allgemeinen Trinkwasseraufbereitung.

Tageslichtleuchte

Damit Sie auch unter ungünstigen Sichtverhältnissen jederzeit sicher und stabil messen können, empfehlen wir den Einsatz der (optionalen) netz- oder Batteriebetriebenen Tageslichtleuchte. So bleiben die Lichtverhältnisse immer gleich. Egal, wo Sie gerade messen.

Verschiedene Analysen möglich

Für den Comparator 2000+ sind über 400 Farbscheiben und zahlreiche Reagenzien verfügbar. Ihre Kombination ist garantiert dabei. Und wenn Sie die einmal wechseln müssen funktioniert das ganz ohne Öffnen des Comparators.

Integriertes Prisma

Das integrierte Prisma bringt die Glasstandards der Farbscheibe und die farbige Probe optisch in ein Gesichtsfeld.

Industrie

Energieversorger | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser

AF 357 Trinkwasser Kit

Der Comparator 2000+ ist ein vielseitiges kolorimetrisches System für die Wasseranalytik. Komfortable Handhabung, keine Kompromisse bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: Der Comparator 2000+ ist für viele Applikationen verwendbar. Schwimmbäder, die Forschung oder die Trinkwasseraufbereitung sind dabei nur einige Beispiele.

Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Chlorid	10 - 5000 mg/L Cl ⁻	
Chlor T	0,02 - 0,3 mg/L Cl ₂	DPD
Chlor T	0,2 - 4,0 mg/L Cl ₂	DPD
Fluorid T	0 - 1,6 mg/L F ⁻	SPADNS
Härte, gesamt	10 - 500 mg/L CaCO ₃	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Platin-Kobalt Standard Methode
pH-Wert T	6,0 - 7,6 pH	Bromthymolblau
pH-Wert T	6,8 - 8,4 pH	Phenolrot

Lieferumfang

- **Comparator 2000+**
- **Nessleriser Field Kit**
- **Comparator Frabscheiben für Chlor, Fluorid, Hazen und pH-Wert**
- **4 x Comparator Küvetten, 10 ml, 13 mm Schichttiefe**
- **2 x Glas Comparator Küvetten, 40 mm Schichttiefe**
- **2 x Nessleriser Röhren AF306, 50 ml mit Stopfen**
- **Mischzylinder für Chlorid und Gesamthärte Tests**
- **1 x Glasrührstab**
- **1 x Box Filterpapier, 9 cm ø**
- **1 x Filtertrichter**
- **1 x 250 ml Probenflasche**
- **1 x Pipette 0,1 - 0,5 ml**
- **Reagenztabletten für jeden Parameter**
- **Plastikrührstab**
- **Reinigungsbürste**
- **Bedienungsanleitung**

Titel	Bestell-Nr.
Tageslichtleuchte, Batteriebetrieb	142050
Kunststoffküvette, 13,5 mm Schichttiefe, mit grauem Deckel, 10er Set	145500
Paar Nesslerröhren, 113 mm Schichttiefe, 50 ml, AF 306	353060
Glasrührstab, 20 cm Länge	364080
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set	364120
Kunststofftrichter mit Griff	471007
W 680/OG/40 Glasküvette, 40 mm Schichttiefe	606890

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien