

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Iron (II) Test Strips

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S000725

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Lebensmittel und Getränke | Textilien

Iron (II) Test Strips

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

Messbereich

Test Name

Messbereich

Eisen-Teststreifen

0,1 - 5,0 mg/L Fe