

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## pH Strips pH 7-14 Plastic

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S001190

### Industrie

Industrien sonstige

### Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

### pH Strips pH 7-14 Plastic

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

### Messbereich

Test Name

Messbereich

pH-Teststreifen

7 - 14 pH