

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Mini Pooltester Chlor HR/pH im Blister

Mehrere Parameter gleichzeitig im Blick



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 158010

Preiswert

Das Pool Test Kit ist die kostengünstige Einstiegsvariante in der Wasseranalytik.

Variabel

Die unterschiedlichen Versionen des Pool Test Kits ermöglichen das Testen verschiedener Parameter. Mögliche Kombinationen sind bspw. Chlor+pH, Brom+pH, Aktivsauerstoff+pH oder Biguanide (PHMB)+pH.

Sofort einsatzbereit

Die Pool Test Kits erhalten Sie inklusive der Reagenztabletten für je 20 Analysen und Betriebsanleitung, alles verpackt in einem handlichen und transparenten Minikoffer. So behalten Sie nicht nur stets den Überblick, sondern haben das Testkit auch jederzeit mit einem Griff zur Hand.

Industrie

Schifffahrt | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle | Katastrophenmanagement

Mini Pooltester Chlor HR/pH im Blister

Perfekt für den Einstieg in die Wasseranalytik im privaten Umfeld. Messen Sie mehrere Parameter zeitgleich.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlor	0,5 - 6,0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Lieferumfang

- Pool Test Kit im Klappblister oder Minikoffer
- Bedienungsanleitung