

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Pooltester Chlor LR/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151600

Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

Industrie

NGO | Schifffahrt | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle | Katastrophenmanagement

Pooltester Chlor LR/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

Messbereich

| Test Name | Messbereich |
|-----------|--------------------------------|
| Chlor | 0,1 - 3,0 mg/L Cl ₂ |
| pH | 6.8 - 8.2 pH |

Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung