

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester Aktivsauerstoff/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151605

#### Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

#### Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

#### Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

#### Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

#### Applikation

Beckenwasserkontrolle

#### Pooltester Aktivsauerstoff/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

#### Messbereich

Test Name	Messbereich
Aktiv-Sauerstoff	0 - 10 mg/L O <sub>2</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

#### Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung