

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Swab Test Kit

The World's Fastest *Legionella* Test



Legionellen sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 25 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006401

Legionella Swab Test Kit

Innerhalb eines Wassersystems wachsen *Legionellen* normalerweise innerhalb von Biofilmen (Schleim), die sich auf den Innenseiten von Rohrleitungen, Duschköpfen, Kühlturmverpackungen oder Wassertanks befinden. Bakterien, die in der Planktonphase (d.h. im Wasser selbst suspendiert) gefunden werden, sind in der Regel ein Indikator für die Besiedlung des Biofilms.

Da eine saubere Wasserprobe nicht mit einem sauberen System gleichzusetzen ist (die Vermehrung von *Legionellen* ist in einem Biofilm größer als in Wasser), kann dieses Kit verwendet werden, um die Kontamination in einem System zu bestimmen oder um die Reinheit eines Bereichs nach einer gezielte Reinigung.

Verwenden Sie dieses Kit, um *Legionellen* in ihrem Brutgebiet zu finden - dieser sehr selektive Test kann *Legionellen* auch in Proben mit sehr hoher Hintergrundflora nachweisen. Mit Ergebnissen in etwa 25 Minuten ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wassersystembedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

Nachweisgrenze
200 CFU/l / Swabbed area

Anzahl Tests
5

Lieferumfang

- 5 Teststreifen mit Dispensierpipetten
- 5 Tupfer
- Wiederherstellungspuffer
- 5 Reaktionsgefäße
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien