

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Härte-gesamt Test Kit GH-1

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfüleinheiten

Bestell-Nr.: 2418711

Härte-gesamt Test Kit GH-1

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfüllreagenzien zur Verfügung.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Härte Gesamt	1 Tr. = 1 oder 0,5 °dH

Technische Daten

Abmessungen 90 x 72 x 36 mm

Titel	Bestell-Nr.
Gesamthärte-Reagenz	418563