


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Phosphate Kit

Bestimmung von Phosphat in geringen Konzentrationen



- Hohempfindlich
- Höchste Genauigkeit
- Einfach zu bedienen
- Modernes Design

Bestell-Nr.: 157800

Hohe Empfindlichkeit

Mit einer Schichttiefe von 9 cm ist das visuelle Test Kit besonders empfindlich und liefert zuverlässige Messergebnisse im Bereich von 0 - 1000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO₄).

Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis

Das Test Kit punktet mit einem exzellenten Preis-Leistungsverhältnis und ist besonders einfach in der Handhabung.

Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle

Phosphate Kit

Kennen Sie die Problematik mit „Algen im Pool“? Wahrscheinlich ist dann die Konzentration von Phosphat im Wasser zu hoch. Algen entstehen ab einer Konzentration von über 200 µg/l PO₄. Der Einsatz von Phosphatbindemitteln wirkt diesem entgegen. Um Algenwachstum zu vermeiden, empfiehlt sich die regelmäßige Überwachung der Phosphatwerte.

Mit dem Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT haben wir die passende Lösung für Sie im Programm!

Messbereich

Test Name	Messbereich
Phosphat	0 - 1000 ppb

Lieferumfang

- Farbvergleichskarte
- Rührstab, Länge 13 cm
- Küvette mit Deckel
- 30 Phosphate No.1-Tabletten
- 30 Phosphate No.2-Tabletten
- Bedienungsanleitung

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien