

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras de ph de plástico pH 4,5-10

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S001090

Industria

Otras industrias

Aplicaciones

Agua de refrigeración

Tiras de ph de plástico pH 4,5-10

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
pH	4.5 - 10 pH