

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



Kit LC 100 SV 100

Hand-Held Imaging Spectrocolorimeter With Viewing Stand



- Boîtier spécial permettant de protéger l'échantillon de la lumière ambiante
- Pour la mesure des aliments, poudres, cosmétiques & et pâtes
- Diverses possibilités de communication de la mesure colorimétrique
- Outils individuels, simples, fiables, intégrés - ne nécessite pas connexion au PC

Code: 401120

Portable, ergonomique & extrêmement polyvalent

La combinaison LC 100 / SV 100 vous assure une grande flexibilité dans la mesure colorimétrique. C'est un outil léger, facile à utiliser et prêt à l'emploi. En l'espace d'un peu plus d'une seconde, votre appareil vous indique non seulement la valeur de votre échantillon mais le rapprochement d'une couleur à un étalon mesuré. C'est la solution idéale pour les mesures colorimétriques des aliments, poudres, produits cosmétiques, pâtes et produits pharmaceutiques.

Rapport simple et immédiat avec fonction de partage et de sauvegarde des résultats

Le LC 100 / SV 100 affiche immédiatement les résultats à l'écran et les compare aux étalons utilisés. Si vous avez besoin de rapports officiels, détaillés, le LC 100 peut créer des fichiers PDF et CSV qui sont accessibles sur PV à port USB.

Pour la mesure des aliments, poudres, cosmétiques & et pâtes

Le pack Lovibond® LC 100 / SV 100 vous propose une possibilité unique de mesurer des substances difficiles à manipuler comme les aliments, poudres, produits cosmétiques et pâtes. Le support SV 100 positionne le LC 100 dans un angle de vision ergonomique pour permettre la mesure de cuves optiques Lovibond®. La fourniture comprend une fermeture de sécurité pour couvrir l'échantillon. Ainsi, il est protégé de la lumière ambiante excessive pour des mesures rapides et exactes.

Diverses possibilités de communication de la mesure colorimétrique

Vous recevez et visualisez vos résultats en un peu plus d'une seconde avec :
indicateur OK/Not OK

Affichage ΔE pour toutes les méthodes conventionnelles par ex. CIE-LAB, CMC, CIE 94, 2000
Affichage des différences mesurées et Delta avec $L^*a^*b^*C^*h^*$ pour l'étalon et l'échantillon
Plot graphique $L^*a^*b^*$
Description textuelle des différences de couleurs

Outils individuels, simples, fiables, intégrés - ne nécessite pas connexion au PC

Lors de l'utilisation du LC 100 / SV 100, vous pouvez être certain que tous vos collaborateurs parlent la même langue, avec la mesure simple OK/Not OK.

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie pharmaceutique | Pétrole et gaz

Applications

Aliments et boissons | Matières plastiques | Produits chimiques | Produits médicaux et à usage clinique | Produits ménagers | Produits pharmaceutiques et cosmétiques | Revêtements | Solutions sucrées, sirops et miel | Textiles

Kit LC 100 SV 100

Un spectrophotomètre très facile à utiliser, extrêmement mobile pour obtenir des rapports rapides et corrects sur tous les écarts colorimétriques éventuels par rapport à votre échelle chromatique définie. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 350 mesures d'échantillons sur l'appareil et les comparer avec des étalons de référence.

Le support SV 100 vous propose encore plus de flexibilité et vous permet de mesurer les aliments, poudres, produits cosmétiques et pâtes.

Fiche technique

Applicable Standard	ASTM E308
Type de Couleur	Transparent Translucents Opaque
Display	4.5 cm Colour TFT
Interfaces	USB
Géométrie de mesure	45/0 Image Capture
Stockage externe	20/350
Stockage interne	30 standards/350 sample results
Heure de la mesure	1.8 seconds
Température de stockage	-20° to 60°C (-4°F to 104°F)
Répétabilité à court terme	Typical 0.10 ΔE 94 on white (D65/10)
Illuminants	CIE Illuminant A CIE Illuminant D65
Portabilité	Portable

Contenu de livraison

- Boîtier solide avec
- Appareil LC 100
- Pochette
- Cuves en plastique de 10 x 10 mm
- Câble USB pour l'alimentation électrique et le transfert des données
- Support de visualisation
- Adaptateur de cuve

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies