

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### *Legionella* Single Syringe Test Kit

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006601

Les légionelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

#### *Legionella* Single Syringe Test Kit

The Single Test Kit is for detecting *Legionella* in a water sample. is ideal for users who require the increased test accuracy associated with a filtered sample.

With results in 30-35 minutes, the test allows for immediate understanding and response to the water conditions. Regular use will increase confidence in your *Legionella* control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

Kit supplies everything required for 1 test.

**Limit of Detection**

100 CFU/l

**No. of Tests**

1

#### Contenu de livraison

- 1 Test Strip with Dispensing Pipette
- Recovery Buffer Syringe
- Sample Collection Jar
- Single-use filter
- 60 ml syringe
- Instruction Manual