

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Nessleriser 2150 avec support, lampe et AF 306/P

Ensemble complet pour vous permettre d'utiliser les disques Nessleriser à la longueur de trajectoire correcte (113 mm)



- Plus de 400 différents disques chromatiques disponibles
- Compensation des échantillons colorés et troubles
- Stabilité garantie des filtres en verre colorés
- Prisme intégré

Code: 172030

#### Utilisable dans différentes applications

Le Nessleriser 2150 est polyvalent : il est utilisé aussi bien dans les piscines que dans les centres de recherche, les universités ou le traitement général de l'eau potable.

#### Lampe à lumière du jour

Pour que vous puissiez toujours effectuer des mesures sûres et stables dans des conditions de visibilité défavorables, cet ensemble est livré avec une unité de lumière du jour sur secteur, de sorte que les conditions d'éclairage restent toujours les mêmes, quel que soit l'endroit où vous effectuez vos mesures.

#### Prisme intégré

Le prisme intégré met visuellement en évidence les standards en verre du disque de couleur et de l'échantillon coloré.

#### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

#### Nessleriser 2150 avec support, lampe et AF 306/P

Le Nessleriser 2150 est un système colorimétrique polyvalent pour la mesure des couleurs et l'analyse de l'eau. Manipulation confortable, aucun compromis sur la précision et la reproductibilité : Le Nessleriser 2150 peut être utilisé pour de nombreuses applications. Piscines, recherche ou traitement de l'eau potable ne sont que quelques exemples.

| Titre                                                                                      | Code   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Lampe lumière du jour, alimentation secteur                                                | 171020 |
| Support pour appareil de base Nessleriser                                                  | 172180 |
| Paire de tubes de Nessler, profondeur de couche 113 mm, 50 ml, AF 306                      | 353060 |
| Paire de tubes Nessler, profondeur de couche 113 mm, avec tige d'immersion, DB 420         | 353080 |
| AF 315 Tube de Nessler pour détermination de l'oxygène avec disque chromatique NOE (1 pce) | 353150 |