

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit d'analyse alcalinité PM-1

Détermination de l'eau de chaudière, de refroidissement et de traitement industriel



- Détermination quantitative rapide
- Pour tester l'eau de chaudière, de refroidissement et de process industriel
- Convient aux tests sur le terrain et en laboratoire
- Utilisation économique en raison des packs de recharge à prix avantageux

Code: 2418501

Kit d'analyse alcalinité PM-1

Ces kits de test sont spécialement développés pour tester les eaux de chaudière, de refroidissement et de processus industriels. Ils utilisent à la fois des techniques colorimétriques et titrimétriques. Chaque kit de test contient tous les produits chimiques et réactifs nécessaires sous forme liquide ou en poudre pour effectuer les tests. Les instructions détaillées

contient une explication pas à pas de la procédure de test. Les kits sont fournis dans un boîtier en plastique robuste et compact. Des packs de réactifs de recharge à prix avantageux sont disponibles pour tous les kits de test.

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure
Alcalinité PM-1 (valeur p- + m)	1 drop = 1 or 0.5 mmol/l

Fiche technique

Dimensions	157 x 135 x 55 mm
Poids avec emballage	183 g