

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Water Safety Kit Combined Duo

Kit di test speciali estesi per l'acqua potabile non solo per le ONG



- Kit di risposta alle emergenze per situazioni di disastro e monitoraggio dell'acqua in outback
- Attrezzatura per analisi chimiche e microbiologiche in due casi

N. ordine: 56K681252

Hai bisogno di risultati di test sicuri, veloci e affidabili in situazioni difficili come disastri o monitoraggio dell'acqua potabile in ambienti rurali senza laboratori? Hai la certezza immediata della qualità dell'acqua potabile per salvare la salute e la vita? Porta con te tutto ciò di cui hai bisogno e combina metodi microbiologici e semplici metodi chimici di analisi.

Prendi il più piccolo Water Safety Kit Chemical in una mano e il più grande Water Safety Kit Microbiology sulla schiena nello zaino opzionale. Sei in grado di testare diversi tipi di batteri sul posto grazie alla funzione di riscaldamento e raffreddamento della nostra incubatrice DI 20 petri

### Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina privata | Piscina pubblica

### Applicazione

Acqua di caldaia | Acqua di raffreddamento | Controllo acqua in vasca | Controllo disinfettante | Trattamento acqua di scarico | Trattamento acqua non depurata | Trattamento acqua potabile

### Water Safety Kit Combined Duo

Combina l'analisi microbiologica e fisico-chimica di alcuni dei parametri più critici per determinare l'idoneità dell'acqua a essere bevuta. Porta tutta l'attrezzatura con te ovunque tu abbia bisogno di un risultato di test immediato e affidabile.

Con le loro custodie robuste e impermeabili, i kit sono facili da trasportare. Con le istruzioni illustrate, anche il personale non tecnico sarà in grado di usarli.

### Utenti

Organizzazioni senza scopo di lucro (ONG) | Ricerca e sviluppo medico | Istituti, università, scuole | Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

## Campo di misura

Test Name	Campo di misura	Metodo chimico
Ammonio T	0.02 - 1 mg/L N	Blu di indofenolo
Batteri aerobici (TVC)/ coliformi		
Batteri aerobici (TVC)/ E.Coli, coliformi		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl <sub>2</sub> <sup>a)</sup>	DPD
Conduttività	0 - 20 mS/cm	
Nitrato T	0.08 - 1 mg/L N	Riduzione di zinco / NED
pH	0 - 14	
Turbidity	0.01 - 1100 NTU	

## Fornitura

- 1 caso Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 caso Water Safety Kit Chemical

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Bottiglie	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio	385132
Capsule di Petri, 10 pz.	400855
ValidCheck Cloro 1,5 mg/l	48105510
Asta di agitazione e cucchiaino per la polvere	56A006601
Backpack per i Water Safety Kits.	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Misurino	56A018501
Filtrazione a membrana	56A023801
Pinzette	56A604201
Filtrazione a membrana	56B000710
D004 Dipslide TTC/MAC (Macconkey)	56B010410
D005 Dipslide TTC/Cromogenici	56B010510
KS3-pH 10 Soluzione tampone 65 ml	56L000365
KS6-pH 4 Soluzione tampone 65 ml	56L000665
KS9-pH 7 Soluzione tampone 65 ml	56L000965
KS16-1413US Soluzione di conducibilità standard	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna