

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Sewage / Effluent Test Kit

Test all important parameters for sewage/effluent analysis



- Easy to use
- Futuristic design
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

N. ordine: 56K701220

### Industria

Altre industrie

### Applicazione

Acqua di raffreddamento | Controllo disinfettante

### Titolo

### N. ordine

CHECKIT® Disc pH (Universale)	146130
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130A
Vaso di titolazione con coperchio, plastica, 60 mL	56A006701
Test di torbidità 5-500 JTU	56A010801
Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU	56A607101

## Fornitura

- Plastic case
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH tablets
- Permanganat tablets
- Acidifying Sewage Effluent tablets
- 2 plastic vials 10 mL with lid
- Shaker tube with lid 100 mL
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Turbidity tube
- Instruction manual