

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF332 Scala cromatica EP (Farmacopea Europea metodo 2.2.2)

Pharmaceutical Colour Grading According to the EP Colour Scale



- Conformità precisa del campione alla scala cromatica della Farmacopea Europea
- Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile
- Vista a due campi per risultati accurati
- Condizioni di illuminazione costanti garantite

N. ordine: 433320

Tutto ciò che serve per misurare la Scala EP

L'AF 332 è un kit indipendente, che fornisce tutto il necessario per abbinare campioni farmaceutici con la scala cromatica della Farmacopea Europea (PH Eur MMethod 2.2.2), compresa il sistema di comparazione visiva Lovibond® Comparator System 2000, cinque dischi di classificazione dei colori e due cuvette da 40 mm.

Corrispondenza visiva rapida, economica e portatile

Comparator 2000+ è un sistema modulare flessibile per la determinazione visiva del colore. Utilizzando uno strumento comparatore idoneo e un disco colorimetrico è possibile confrontare rapidamente il campione con standard tarati in vetro di colore inalterabile.

Vista a due campi per risultati accurati

I dispositivi Lovibond® Comparator includono un prisma integrato che sovrappone i campi di campionamento e di confronto, migliorando la distinzione cromatica e la sovrapposizione. Il prisma è sigillato ad ultrasuoni per impedire la contaminazione dell'ottica. Ogni standard di vetro graduato singolarmente rappresenta un passo indipendente nel campo di misura (invece di una gradazione continua), che aiuta la differenziazione del colore e consente di ottenere risultati di alta precisione.

Condizioni di illuminazione costanti garantite

Un elemento opzionale del Comparator 2000+ è l'unità di illuminazione Daylight 2000. Si tratta di una sorgente luminosa standardizzata, che garantisce condizioni di luce costante per valutazioni accurate dei colori. Questo è particolarmente utile per i campioni pallidi. Utilizzando un'unità d'illuminazione Lovibond® è possibile essere certi di avere

condizioni di illuminazione uniformi per il confronto dei colori, 24 ore al giorno e indipendentemente dalla luce ambientale.

Tempo di stoccaggio prolungato

La caratteristica unica dei dischi per analisi Lovibond® è il vetro colorato standard incorporato, che è stabile nel colore e non è influenzato dalla luce UV o da condizioni ambientali estreme.

Si prega di notare che non possiamo garantire la compatibilità dei dischi Lovibond® Comparator 1000 con i dischi del Lovibond® Comparator 2000+.

Industria

Industria farmaceutica

Applicazione

Medicina e sanitaria | Prodotti farmaceutici e cosmetici

AF332 Scala cromatica EP (Farmacopea Europea metodo 2.2.2)

Il colore riflette la qualità dell'industria farmaceutica. Risultati di prova affidabili e riproducibili garantiscono la qualità finale del prodotto e riducono al minimo i costi di produzione. La velocità di analisi è fondamentale per l'efficienza del controllo di processo e la semplicità del processo riduce gli errori e aumenta la produttività.

Dati tecnici

Applicable Standard Ph.Eur. 2.2.2

Colour Type Transparent

Portabilità Portatile

Fornitura

- 1 x Lovibond 2000+ Comparator
- 1 x Comparatore luce diurna 2000+
- 1 x 4/64A Disco EP gamma R1-R7
- 1 x 4/64B Disco EP gamma Y1-Y7
- 1 x 4/64C Disco EP gamma B1-B9
- 1 x 4/64D Disco EP gamma BY1-BY7
- 1 x 4/64E Disco EP gamma GY1-GY7
- 2 x Cuvetta W680.OG.40mm (Cal 20ml)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna