

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Strisce reattive per ferro (II)

For fast determination with chemical reaction



- Senza pericoli
- Veloce
- Sempre a portata di mano
- Semi-quantitativa

N. ordine: 56S000725

### Industria

Altre industrie

### Applicazione

Alimenti e bevande | Prodotti tessili

### Strisce reattive per ferro (II)

I risultati delle strisce reattive forniscono risultati rapidi e puliti senza dover utilizzare reagenti o pastiglie. Grazie alla loro facilità d'uso, immersione e confronto, sono un'opzione apprezzata per applicazioni in cui la velocità e la semplicità sono fondamentali.

### Campo di misura

Test Name

Iron

Campo di misura

0.1 - 5.0 mg/L Fe