

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



5in1

The fast assistants for Pool Testing



Compatto

Il Multi Pooltester 5 in 1 combina i cinque parametri più importanti in un unico kit di analisi, rendendo il lavoro notevolmente più facile per l'utente.

Pronto all'uso immediato

Grazie agli accessori forniti in dotazione, è possibile utilizzare immediatamente il Multi pooltester. **Comprende:** Varie pastiglie di reagente, due contenitori per campioni da 30 ml e 100 ml ciascuno, un'asta di agitazione, una spazzola e istruzioni multilingue.

- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 151900

Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

Applicazione

Controllo acqua in vasca | Gestione catastrofi

5in1

I parametri più importanti sempre sotto controllo. Risultati affidabili ed elevata maneggevolezza. Il compagno perfetto per i proprietari di piscine private: Il nostro Multi Pooltester 5 in 1.

Campo di misura

| Test Name | Campo di misura |
|-----------------|---------------------------------|
| Acido cianurico | 20 - 200 mg/L CyA |
| Alcalinità-m | 20 mg/L CaCO ₃ |
| Chlorine | 0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂ |
| Durezza calcica | 20 - 800 mg/L CaCO ₃ |
| pH | 6.8 - 8.2 pH |

Fornitura

- Pool tester cloro - pH LR in una robusta scatola di plastica
- Recipiente di misura per acido cianurico
- Contenitore in plastica con coperchio (100 ml)
- Contenitore in plastica con coperchio (30 ml)
- Spazzola di pulizia
- Asta di agitazione
- 20 pastiglie di reagente per DPD n. 1 Rapid, DPD n. 3 Rapid, Phenolred Rapid
- 10 pastiglie di reagente per CyA-Test, Alk-Test, CAL-Test
- Istruzioni per l'uso

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna