

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit di analisi dei solfiti SUL-1

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418532

Kit di analisi dei solfiti SUL-1

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Sulphite	1 drop = 5 or 2.5 mg/l Na_2SO_3

Dati tecnici

Dimensioni	157 x 135 x 55 mm
Peso con imballaggio	113 g