

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF710-3

Classificazione visiva per il Metodo Wesson



- Classificazione visiva di oli e grassi
- Approvato dalla American Oil Chemical Society (AOCS)
- Misure secondo il Metodo ufficiale AOCS Cc 13b-45

N. ordine: 107103

### Colorimetro visivo per il metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45, il metodo Wesson

L'AF 710 è un dispositivo progettato per l'uso ottimizzato dei filtri in vetro Lovibond®, per esprimere il colore secondo la scala cromatica AOCS-Tintometer®. La scala cromatica AOCS-Tintometer® è una speciale versione rossa e gialla della scala cromatica Lovibond® RYBN, che utilizza la scala di rossi AOCS-Tintometer® (che non è la stessa della scala di rossi Lovibond® standard). L'AF 710-3 alloggia le speciali provette per campioni di vetro a fondo piatto specificate nel metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45; queste sono contrassegnate per indicare una colonna d'olio di ½", 1" e 5¼".

### Norme riconosciute a livello internazionale

Lovibond® AF 710-3 è uno strumento visivo approvato dall'American Oil Chemists' Society per la misurazione del colore di oli e grassi.

### Facile determinazione del colore

È possibile misurare facilmente il colore di un campione confrontando la luce che passa attraverso una colonna d'olio con la luce che passa attraverso una serie di vetri rossi e gialli calibrati secondo la scala cromatica AOCS-Tintometer®. I vetri vengono variati fino a quando non si trova una corrispondenza cromatica per la luce che passa attraverso l'olio. È possibile esprimere questo colore mediante unità di colore rosso e giallo.

### Nessuna luce ambientale eccessiva

Il supporto per tubi impedisce alla luce di penetrare ai lati dei tubi. Questo alloggia due tubi, uno con il campione e uno che trasmette la stessa quantità di luce al vetro colorato.

## Industria

Altre industrie | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria olearia

## Applicazione

Oli e grassi alimentari | Oli minerali e cere | Prodotti per uso domestico

Titolo	N. ordine
Rack AOCS per AF70-3	109080
Dispositivo di raccolta	114199
Porcellana per AOCS	115600
Lampada 12 V 20 W	122340

## AF710-3

L'AF710-3 è uno strumento visivo approvato dall'American Oil Chemists' Society (AOCS) per la valutazione del colore di oli e grassi secondo il metodo AOCS ufficiale Cc 13b-45, il metodo Wesson.

## Dati tecnici

<b>Applicable Standard</b>	AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 13j-97
<b>Colour Type</b>	Transparent
<b>Portabilità</b>	Benchtop
<b>Touchscreen</b>	No

## Fornitura

L'AF 710-3 è dotato di un set completo di vetri colorati AOCS-Tintometer, due provette e un filtro in vetro calibrato per test di conformità regolari.

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna