

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 15 - 60 мл

Номер заказа: 135049



Reference liquid standards are assigned a nominal value and Lovibond Tintometer always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, it may not be possible to match the requested value exactly. The value achieved and the expected performance tolerances will, of course, always be reported.

### Жидкостный эталон для платиново-кобальтовой шкалы 15 - 60 мл

Бутылка 60 мл, сертифицирована для систем контроля качества согласно ISO 9001, срок годности 12 месяцев.

Возможность полного отслеживания согласно признанным международным стандартам

Каждая бутылка поставляется с полным комплектом сертификатов, включая паспорт безопасности.