

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF333 Цветность по йодной шкале (DIN 6162)

Measure Colour to Iodine Scale Specified in DIN 6162



- Автономный набор со всем необходимым для измерений по йодной шкале
- Выполняет измерения в диапазоне от желтого до коричневого, от 1 (самый светлый) до 500 (самый темный)
- Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия
- Двойное поле обзора для получения точного результата

Номер заказа: 433330

### Все, что необходимо для измерений по йодной шкале (описаны в DIN 6162)

Цвет шкалы варьируется от желтого до коричневого, определяется специальными концентрациями йодного раствора, от 1 для самого светлого до 500 для самого темного. Используется, главным образом, в Европе для растворителей, пластификаторов, смол, масел и жирных кислот. Для цветов, чье значение по йодной шкале составляет 1 и ниже, применяется платиново-кобальтовая шкала.

### Быстрая, экономичная & портативная система для визуального поиска цветового соответствия

Компаратор 2000+ представляет собой универсальную модульную систему для визуального определения цвета. Используя подходящее компаративное устройство и цветную пластину, вы можете быстро сравнить пробу с откалиброванным стеклянным эталоном.

### Двойное поле обзора для получения точного результата

Компараторы Lovibond® содержат встроенную призму, которая позволяет наложить тестовое и сравнительное поля друг на друга, что подчеркивает цветовое различие. Призма имеет ультразвуковое уплотнение для предотвращения загрязнения оптики. Каждый следующий стеклянный эталон представляет собой отдельную ступень в диапазоне измерений (в отличие от сплошной классификации), что помогает различению цветов и обеспечивает высокую точность результатов.

### Гарантированные постоянные условия освещения

Дополнительным элементом компаратора 2000+ является модуль дневного света 2000. Это стандартизированный источник света, гарантирующий постоянные условия освещения для точной оценки цвета. Это большое подспорье при обработке бледных проб. Используя световой модуль Lovibond®, вы можете быть уверены в том, что световые условия при работе останутся неизменными 24 часа в сутки вне зависимости от внешнего освещения.

### Увеличенное время хранения

Уникальной особенностью тестовых пластин Lovibond® является встроенный эталон из цветного стекла, который имеет стабильную окраску и не подвержен воздействиям УФ света и экстремальных условий окружающей среды.

Просьба обратить внимание, что мы не можем гарантировать совместимость пластин от компаратора Lovibond® 1000 с пластинами для компаратора Lovibond® 2000+.

## Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Химическая промышленность

## Применение

Пищевые масла и жиры | Химикаты

### AF333 Цветность по йодной шкале (DIN 6162)

Визуальное измерение по йодной шкале в соответствии со спецификацией DIN 6162. Цвет шкалы варьируется от желтого до коричневого, определяется специальными концентрациями йодного раствора, от 1 для самого светлого до 500 для самого темного. Используется, главным образом, в Европе для растворителей, пластификаторов, смол, масел и жирных кислот. Для цветов, чье значение по йодной шкале составляет 1 и ниже, применяется платиново-кобальтовая шкала.

## Технические данные

**Applicable Standard** DIN 6162

**Colour Type** Transparent

**Переносимость** Портативный

## Объем поставки

- 1 компаратор Lovibond® 2000+
- 1 компаратор с модулем дневного света 2000+
- 1 пластина 4/57 с йодной шкалой 1-9
- 1 пластина 4/58 с йодной шкалой 10-50
- 1 пластина 4/59 с йодной шкалой 60-300
- 1 кювета W680.OG.10 мм
- 1 кювета W680.OG.25мм

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies