

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



LC 100 SV 100 Kit

Hand-Held Imaging Spectrocolorimeter With Viewing Stand



- Numuneyi ortam ışığından korumak için benzersiz gövde
- Gıdalar, tozlar, kozmetik ürünleri, & macunlarda ölçü yapmaya olanak sağlar
- Renk ölçümünün çok yönlü şekilde iletilmesi
- Münferit, basit, güvenilir, entegre araçlar - PC bağlantısı gerekmez

Ürün No: 401120

Taşınabilir, ergonomik & son derece çok yönlü

LC 100 / SV100 kombinasyonu, size renk ölçümü konusunda büyük esneklik sağlar. Bu, kolayca kullanılan ve kullanıma hazır hafif bir alettir. Cihaz, bir saniyeden biraz uzun bir süre içinde size sadece numunenin değerini değil, aynı zamanda rengin, ölçülen bir standarda ne kadar yakın olduğunu da söyler. Gıdalar, tozlar, kozmetik ürünleri, macunlar ve ilaçlarda renk ölçümleri yapmak için ideal çözümdür.

Sonuçların paylaşılması ve saklanması için basit, anında raporlama özelliği

LC 100/ SV 100 size sonuçları, kullanılan standartlarla karşılaştırılabilir olarak derhal ekranda gösterir. LC 100; resmi, ayrıntılı raporlara ihtiyaç duyuyorsanız, USB yığın bellek moduna sahip bir PC üzerinden erişilebilen PDF ve CSV dosyaları oluşturabilir.

Gıdalar, tozlar, kozmetik ürünleri, & macunlarda ölçü yapmaya olanak sağlar

Entegre Lovibond® LC 100 / SV 100 paketi, size, gıdalar, tozlar, kozmetik ürünleri ve macunlar gibi kontrol edilmesi zor maddeleri ölçmek gibi benzersiz bir olanak sunar. SV 100 tutucu, Lovibond® optik kuvvetlerinde ölçüm yapmaya olanak sağlamak için LC 100'ü ergonomik bir görüş açısında destekler. Numunenin üzerine örtmek için bir güvenlik kilidi eklenmiştir. Böylece aşırı ortam ışığından korunur; bu da hızlı ve aynı zamanda doğru ölçüm yapmaya olanak sağlar.

Renk ölçümünün çok yönlü şekilde iletilmesi

Sonuçları bir saniyenin biraz üzerinde bir süre içinde elde edebilir ve aşağıdakilerle birlikte görüntüleyebilirsiniz:
Grafik tabanlı başarılı/başarısız indikatörü
Örn. CIELAB, CMC, CIE 94, 2000 gibi popüler tüm metotlar için ΔE 'nin görüntülenmesi

Standart ve numune için $L^*a^*b^*C^*h^\circ$ ile birlikte, ölçülen farkların ve Delta farklarının görüntülenmesi
Grafiksel $L^*a^*b^*$ gösterimi
Renk farkının sözlü açıklaması

Münferit, basit, güvenilir, entegre araçlar - PC bağlantısı gerekmez

LC 100 / SV 100'ü kullanırken, basit başarılı/başarısız ölçümü ile tüm çalışanlarınızın aynı dili konuştuğundan emin olabilirsiniz.

Sanayi

Diğer Sanayiler | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Uygulama

Ev Ürünleri | İlaç ve Kozmetik | Kaplamalar | Kimyasallar | Medikal ve Klinik Ürünler | Plastikler | Şeker Solüsyonları, Şurup ve Bal | Tektiller | Yiyecek ve İçecek

LC 100 SV 100 Kit

Tanımlanmış renk skalasına göre olası tüm renk sapmaları hakkında hızlı ve aynı zamanda doğru raporlar için kullanımı çok kolay, son derece mobil spektral kolorimetre. 350 adede kadar numune ölçümü cihaza kaydedilebilir ve referans standartlarıyla karşılaştırılabilir.

SV 100 tutucu, daha fazla esneklik sağlar ve gıda numuneleri, tozlar, kozmetik ürünleri ve macunları ölçmenize olanak sağlar.

Teknik Veri

Applicable Standard	ASTM E308
Renk Türü	Transparent Translucent Opaque
Ekran	4.5 cm Colour TFT
Arayüzler	USB
Geometrik Ölçüm	45/0 Image Capture
Harici Depolama	20/350
Dahali Depolama	30 standards/350 sample results
Ölçüm Süresi	1.8 seconds
Depolama Sıcaklığı	-20° to 60°C (-4°F to 104°F)
Kısa Dönem Tekrarlanabilirlik	Typical 0.10 ΔE 94 on white (D65/10)
İllüminantlar	CIE Illuminant A CIE Illuminant D65
Taşınabilirlik	Taşınabilir

Teslimat Kapsam Metni

Aşağıdaki bileşenlerle birlikte sağlam gövde

- LC 100 cihaz
- Taşıma çantası
- 10 x 10 mm plastik küvetler
- Akım beslemesi ve veri aktarımı için USB kablo
- Görüntüleme standı
- Küvet adaptörü

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya