

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de análisis de dureza total (°dh)

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 2418411

### Kit de análisis de dureza total (°dh)

Estos kits de prueba están especialmente desarrollados para probar la caldera, el enfriamiento y el agua de procesos industriales. Hacen uso de técnicas tanto colorimétricas como de titulación. Cada kit de prueba contiene todos los reactivos y productos químicos necesarios en forma líquida o en polvo para realizar las pruebas. Las instrucciones detalladas

Contiene una explicación paso a paso del procedimiento de prueba. Los kits se suministran en una caja de plástico compacta y resistente. Hay paquetes de reactivos de recarga a precios muy competitivos disponibles para todos los kits de prueba.

### Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Hardness carbonate (new version)	1 drop = 1 or 0.5 °dH

### Datos técnicos

Medidas	90 x 36 x 36 mm
Peso con embalaje	30 g

Título	Referencia No
Reactivo para dureza total	418563