

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit de análisis de hierro Fe-2

Determinación de agua de calderas, enfriamiento y procesos industriales.



- Determinación cuantitativa rápida
- Para ensayo de calderas, refrigeración y procesos industriales de agua.
- Adecuado para pruebas de campo y laboratorio.
- Uso rentable debido a paquetes de recarga a precios muy elevados

Referencia No: 2418440

Kit de análisis de hierro Fe-2

Estos kits de prueba están especialmente desarrollados para probar la caldera, el enfriamiento y el agua de procesos industriales. Hacen uso de técnicas tanto colorimétricas como de titulación. Cada kit de prueba contiene todos los reactivos y productos químicos necesarios en forma líquida o en polvo para realizar las pruebas. Las instrucciones detalladas

Contiene una explicación paso a paso del procedimiento de prueba. Los kits se suministran en una caja de plástico compacta y resistente. Hay paquetes de reactivos de recarga a precios muy competitivos disponibles para todos los kits de prueba.

Rango de medición

Test Name	Rango de medición
Hierro	0.1 - 2 mg/L Fe
Hierro	0.5 - 8 mg/L Fe

Datos técnicos

Medidas	157 x 135 x 55 mm
Peso con embalaje	70 g