

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Industrial Test Kit - Refill Pack

El test de *Legionella* más rápido del mundo



Legionella es la bacteria causante de la enfermedad del Legionario, una forma potencialmente mortal de neumonía. Existen varias guías en todo el mundo para el control de la *Legionella*.

En 2002, el Health and Safety Executive presentó las guías para el control de la *Legionella*, conocidas como las guías L8. Estas guías detallan los parámetros clave que deberían analizarse con frecuencias semanales y mensuales para minimizar el riesgo de proliferación de la *Legionella* a niveles peligrosos en circuitos abiertos de agua.

Los Test Kits Lovibond "L8" incluyen los test recomendados para la monitorización semanal mensual de la *Legionella*

- Preciso, rápido y sencillo
- Resultados tan rápidos como 30 minutos!
- Confirma presencia de *Legionella* protocolos de prevención y tratamiento
- Test Kits disponibles para la detección de *Legionella* tanto en agua como en biofilm

Referencia No: 56B006104

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Municipios | ONG | Otras industrias

Legionella Industrial Test Kit - Refill Pack

El System Test Kit de *Legionella* es para detectar *Legionella* en una muestra de agua — es ideal para aplicaciones industriales y online.

El procedimiento de este test utiliza módulos de filtrado que se conectan directamente a puntos de toma de muestra (incluye conexiones a 1/2" y 3/4"). El filtrado de la muestra aumenta la sensibilidad del test.

Esta filtración no requiere de bomba - sólo hay que conectarlo al sistema de agua (como el cabezal de una ducha o un punto de muestreo online) y utilizar la presión del sistema para el filtrado. Las jeringas pre-dosificadas contienen los complementos necesarios, de forma que no hace falta preparar o diluir soluciones de aditivos.

Obteniendo resultados en 30-35 minutos (incluyendo el tiempo de preparación de la muestra), el test permite una inmediata valoración de las condiciones del sistema y dar una respuesta adecuada. Su uso regular aumentará la confianza en sus protocolos de control de *Legionella* y reducirá el riesgo de brotes y litigaciones!

Límite de detección

100 CFU/l

Nº de Pruebas

5

Volumen de suministroo

- 5 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 5 Syringes with Recovery Buffer
- Sample Collection Jar
- 5 single-use filters
- Female threaded sample point fitting
- Instruction Manual

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España

Nos reservamos el derecho de cambios técnicos

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies