

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras para dióxido de cloro HR

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000450

Industria

Municipios | ONG | Otras industrias

Aplicaciones

Control de desinfección | Gestión de desastres

Tiras para dióxido de cloro HR

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

| Test Name | Rango de medición |
|------------------|---------------------------------|
| Chlorine Dioxide | 0.1 - 1.6 mg/L ClO ₂ |