

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Tiras para cobre 0,05-2 mg/l (25 uds.)

For fast determination with chemical reaction



- Sin riesgo
- Rápido
- Siempre a mano
- Semicuantitativo

Referencia No: 56S000625

Industria

Otras industrias

Aplicaciones

Agua de refrigeración

Tiras para cobre 0,05-2 mg/l (25 uds.)

Las tiras reactivas ofrecen resultados rápidos y limpios sin tener que utilizar reactivos o tabletas. Con su sencilla utilización, sumersión y comparación, son una opción popular para aplicaciones en las que se requiera principalmente velocidad y simplicidad.

Rango de medición

Test Name

Rango de medición

Tiras de prueba de cobre

0.05 - 2 mg/L Cu