

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI 20 Incubateur

Conforme aux directives de l'OMS



Notre nouvel incubateur DI20 a été développé pour les utilisateurs qui doivent respecter les normes globales de l'eau potable, même dans les environnements difficiles.

Cet appareil portable, léger et de haute qualité convient aux analyses microbiologiques effectuées avec des boîtes de Petri. L'incubateur DI20 est le seul de sa catégorie à être équipé en standard d'une fonction de chauffage et de refroidissement.

Ainsi, les échantillons sont incubés à la température correcte, quelles que soient les conditions environnantes.

Son design novateur englobe un petit support pour boîte de Petri avec des boîtes de Petri en aluminium réutilisables, résistantes à la corrosion.

Ces boîtes permettent d'effectuer jusqu'à 20 tests en incubateur. Son ergonomie et ses touches à pictogrammes intuitives permettent de l'utiliser sans savoir-faire approfondi et sans instruction préalable sur son fonctionnement. A l'aide des LED, l'utilisateur est en mesure de reconnaître immédiatement la progression du cycle d'incubation et la stabilité de la température.

- Conforme aux directives de l'OMS "Guidelines for drinking water quality 4th edition."
- Modèle compact & léger
- Chauffage & refroidissement de série
- Touches intuitives, graphiques

Code: 56B000714

Industrie

NGO

Fiche technique

Interfaces	USB
Alimentation	12 V
Plage des températures	20 °C - 47 °C
Tolérance des températures	± 0.5 °C
Conformité	CE
Dimensions	116 x 165 x 116 mm

Contenu de livraison

- 20DI
- Câble d'alimentation
- 50 boîtes de Pétri
- Bloc d'alimentation

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Divers	190630
Porte-boîte de Pétri	197139
Alimenter, 12 V / 48 W	19803550
Câble de charge accu	19803555
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne