

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### *Legionella* Single Syringe EU Test Kit

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006105

Les légionnelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionnelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionnelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionnelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

#### *Legionella* Single Syringe EU Test Kit

The Single Test Kit is for detecting *Legionella* in a water sample. is ideal for users who require the increased test accuracy associated with a filtered sample.

With results in 30-35 minutes, the test allows for immediate understanding and response to the water conditions. Regular use will increase confidence in your *Legionella* control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

Kit supplies everything required for 1 test.

**Limit of Detection**  
1,000 / 10,000 CFU/l

**No. of Tests**  
1

#### Contenu de livraison

- 1 Test Strip with Dispensing Pipette
- Recovery Buffer Syringe
- Sample Collection Jar
- Single-use filter
- 60 ml syringe
- Visual Score Card
- Instruction Manual