

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined Duo

Extension du kit de test spécial pour l'eau potable non seulement pour les ONG



Vous avez besoin de résultats de tests sûrs, rapides et fiables dans des situations difficiles comme les catastrophes ou la surveillance de l'eau potable en milieu rural sans laboratoires ? Vous avez une certitude immédiate sur la qualité de l'eau potable pour sauver la santé et des vies ? Prenez tout ce dont vous avez besoin avec vous et combinez des méthodes microbiologiques et des méthodes d'analyse chimique simples.

Prenez le petit Water Safety Kit Chemical dans une main et le grand Water Safety Kit Microbiology sur votre dos dans le sac à dos en option. Vous pouvez tester différentes sortes de bactéries sur place grâce à la fonction de chauffage et de refroidissement de notre incubateur pour boîtes de pétri DI 20.

- Kits d'intervention d'urgence pour les situations de catastrophe et la surveillance de l'eau dans l'arrière-pays
- Equipement pour l'analyse chimique et microbiologique dans deux cas

Code: 56K681252

Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Piscines domestiques | Piscines publiques | Secteur énergétique | Services autour des piscines

Applications

Contrôle de la désinfection | Contrôle de l'eau de la piscine | Eau de chaudière | Eau de refroidissement | Traitement de l'eau brute | Traitement de l'eau potable | Traitement des eaux usées

Water Safety Kit Combined Duo

Combiner l'analyse microbiologique et physio-chimique de certains des paramètres les plus critiques pour déterminer l'aptitude de l'eau à la consommation. Emportez l'équipement complet étendu, y compris deux incubateurs pour les tests bactériologiques, partout où vous avez besoin d'un résultat de test immédiat et fiable.

Grâce à leurs cas robustes et étanches, les kits sont faciles à transporter. Même le personnel non technique peut les utiliser grâce à des instructions illustrées.

User

Organisations à but non lucratif (ONG) | Recherche et développement médical | Instituts, universités, écoles | Organisation mondiale de la santé (OMS)

Gamme de mesure

Test Name	Gamme de mesure	Méthode chimique
Ammonium T	0.02 - 1 mg/L N	Indophénol Bleu
Bactéries aérobies (TVC)/ coliformes		
Bactéries aérobies (TVC)/ E.Coli, coliformes		
Chlorine T	0.01 - 6.0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Conductivity	0 - 20 mS/cm	
Nitrate T	0.08 - 1 mg/L N	Réduction de zinc/NED
pH	0 - 14	
Turbidité	0.01 - 1100 NTU	

Contenu de livraison

- 1 cas Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 cas Water Safety Kit Chemical

Titre	Code
Sac à dos pour les Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Bécher gradué	56A018501
Filtration à membrane	56A023801
Pincette	56A604201
Filtration à membrane	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (MacConkey)	56B010410
D005 TTC/Dipslices chromogéniques	56B010510
Solution tampon KS3-pH 10 65 ml	56L000365
Solution tampon KS6-pH 4 65 ml	56L000665
Solution tampon KS9-pH 7 65 ml	56L000965
KS16-1413US Solution étalon de conductivité	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Titre	Code
Kit de câbles d'alimentation	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Flacons	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130
Tube en plastique, gradué 30 ml, avec couvercle	385132
Boîtes de Pétri, 10 pc.	400855
ValidCheck Chlore 1,5 mg/l	48105510
Agitateur et cuiller à poudre	56A006601

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Allemagne

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Royaume-Uni

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Chine

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaisie

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brésil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
États-Unis

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Inde

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espagne