

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Sewage / Effluent Test Kit

Test all important parameters for sewage/effluent analysis



- Easy to use
- Futuristic design
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

Code: 56K701220

Industrie

Autres industries

Applications

Contrôle de la désinfection | Eau de refroidissement

Titre	Code
Disque CHECKIT® pH (universel)	146130
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	385130A
Récipient de titrage avec couvercle, plastique, 60 mL	56A006701
Test de turbidité 5-500 JTU	56A010801
Turbidity tube (one piece) - 30-400 NTU	56A607101

Contenu de livraison

- Plastic case
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH tablets
- Permanganat tablets
- Acidifying Sewage Effluent tablets
- 2 plastic vials 10 mL with lid
- Shaker tube with lid 100 mL
- Syringe plastic, 20 mL
- Titration jar with cap, plastic, 60 mL
- Turbidity tube
- Instruction manual