

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Bandelettes chlore HR

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000190

Industrie

Autres industries

Applications

Contrôle de la désinfection

Bandelettes chlore HR

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

Gamme de mesure

Test Name

Chlore HR

Gamme de mesure

10 - 200 mg/L Cl₂