

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Bandelettes dureté totale

For fast determination with chemical reaction



- Non dangereux
- Rapide
- Toujours à portée de la main
- Semi-quantitative

Code: 56S000950

Industrie

Autres industries

Applications

Eau de chaudière | Eau de refroidissement

Bandelettes dureté totale

Les bandelettes réactives délivrent les résultats de manière rapide et propre, sans l'effort imposé par l'utilisation de réactifs ou de pastilles. Faciles à utiliser, immerger et comparer, elles sont une option appréciée pour les applications nécessitant rapidité et simplicité.

Gamme de mesure

Test Name

Dureté Total-Test Bandes

Gamme de mesure

40 - 1000 mg/L CaCO₃