

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester Cloro LR/pH in cartone

The fast assistants for Pool Testing



- Easy to use
- RAPID tablets fast dissolving
- Highest accuracy

N. ordine: 151613

High measuring accuracy

Results are shown with high measurement accuracy. They have a certainty and can counteract if necessary.

Intuitive

Self-explanatory is the operation of the tester. And if you are ever unsure: A look at the packaging and the intuitively understandable instructions are sufficient to eliminate the ambiguity.

Ergo mixed

The ergonomically optimized lid ensures a secure grip.

Industria

Piscina privata

Applicazione

Acqua di raffreddamento | Alimenti e bevande | Controllo acqua in vasca | Controllo disinfettante | Gestione catastrofi | Trattamento acqua-potabile

Pooltester Cloro LR/pH in cartone

Un passo verso un futuro sostenibile: il Pooltester CI LR, pH è ora disponibile in una confezione riciclabile.

Il Pooltester consente di misurare simultaneamente il contenuto di cloro e il valore del pH: riempire l'acqua della piscina, aggiungere le pastiglie Rapid e confrontare il cambiamento di colore con la scala. In questo modo i proprietari di piscine possono facilmente tenere sotto controllo la manutenzione dell'acqua della propria piscina.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Cloro	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Fornitura

- Pooltester
- Tablet reagents for 20 tests
- Instruction manual

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna