

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 5in1

The fast assistants for Pool Testing



### Compatto

Il Multi Pooltester 5 in 1 combina i cinque parametri più importanti in un unico kit di analisi, rendendo il lavoro notevolmente più facile per l'utente.

### Pronto all'uso immediato

Grazie agli accessori forniti in dotazione, è possibile utilizzare immediatamente il Multi pooltester. **Comprende:** Varie pastiglie di reagente, due contenitori per campioni da 30 ml e 100 ml ciascuno, un'asta di agitazione, una spazzola e istruzioni multilingue.

- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 151900

### Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

### Applicazione

Controllo acqua in vasca | Gestione catastrofi

### 5in1

I parametri più importanti sempre sotto controllo. Risultati affidabili ed elevata maneggevolezza. Il compagno perfetto per i proprietari di piscine private: Il nostro Multi Pooltester 5 in 1.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Acido cianurico	20 - 200 mg/L CyA
Alcalinità-m	20 mg/L CaCO <sub>3</sub>
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Durezza calcica	20 - 800 mg/L CaCO <sub>3</sub>
pH	6.8 - 8.2 pH

# Fornitura

- Pool tester cloro - pH LR in una robusta scatola di plastica
- Recipiente di misura per acido cianurico
- Contenitore in plastica con coperchio (100 ml)
- Contenitore in plastica con coperchio (30 ml)
- Spazzola di pulizia
- Asta di agitazione
- 20 pastiglie di reagente per DPD n. 1 Rapid, DPD n. 3 Rapid, Phenolred Rapid
- 10 pastiglie di reagente per CyA-Test, Alk-Test, CAL-Test
- Istruzioni per l'uso

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna