

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pool tester per Biguanide (PHMB)/Perossido di idrogeno (H₂O₂)/pH in scatola

The fast assistants for Pool Testing



- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 156100

Elevata precisione di misura

I risultati sono visualizzati con elevata precisione di misura. Avrete presto la certezza e potrete prendere contromisure se necessario.

Intuitivo

Il funzionamento del tester è estremamente intuitivo. E se non siete sicuri: basta uno sguardo alla confezione e alle istruzioni intuitivamente comprensibili per eliminare le ambiguità.

Ergonomico

Il coperchio ergonomico ottimizzato garantisce una presa sicura.

Industria

Manutenzione piscine | Piscina privata

Applicazione

Controllo acqua in vasca

Pool tester per Biguanide (PHMB)/Perossido di idrogeno (H₂O₂)/pH in scatola

Il Pooltester permette la misurazione simultanea dell'agente di trattamento dell'acqua e del valore pH.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Perossido di idrogeno	5 - 50 mg/L H ₂ O ₂
pH	6.8 - 8.2 pH
PHMB	10 - 100 mg/L PHMB

Fornitura

- **Tester per piscine in robusta scatola di plastica**
- **Reagenti in pastiglie per 20 analisi ciascuna**
- **Istruzioni per l'uso**

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna