

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit di test per piscine compatte Cloro LR/ Bromo/pH in valigetta mini

The focus on various parameters simultaneously



- Facile da usare
- Design futuristico
- Le pastiglie RAPID si dissolvono rapidamente
- Massima precisione

N. ordine: 157700

Basso costo

Il Pool Test Kit è la variante base economica per l'analisi dell'acqua.

Variabile

Le diverse versioni del Pool Test Kit permettono di testare diversi parametri. Le combinazioni possibili sono, ad esempio, cloro+pH, bromo+pH, ossigeno attivo+pH o biguanide (PHMB)+pH.

Subito pronto all'uso

Riceverai i kit per il test del pool con i reagenti in pastiglie per 20 analisi ciascuna e le istruzioni per l'uso, il tutto confezionato in un pratico mini case trasparente. Così non solo avrete sempre una visione d'insieme, ma avrete anche il kit di analisi sempre a portata di mano.

Industria

Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina privata

Applicazione

Controllo acqua in vasca | Gestione catastrofi

Kit di test per piscine compatte Cloro LR/Bromo/pH in valigetta mini

Perfetto per l'ingresso nell'analisi delle acque in ambiente privato. Misurate più parametri contemporaneamente.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Bromo	0.2 - 6.8 mg/L Br ₂
Chlorine	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Fornitura

- Kit di test per piscine in blister ripiegabile o mini case
- Istruzioni per l'uso

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna