

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit di analisi del cloruro CD-2

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418506

### Kit di analisi del cloruro CD-2

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

### Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Chloride HR	1 drop = 50 or 25 Cl <sup>-</sup>

### Dati tecnici

Dimensioni	157 x 135 x 55 mm
Peso con imballaggio	185 g

Titolo	N. ordine
Reagenti di ricarica cloruro per CD-2	2418507