

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit di analisi dei fosfati totali PO-2

Rilevamento in acqua di caldaia, acqua di raffreddamento e acqua di servizio



- Rapida determinazione quantitativa
- Per il controllo dell'acqua di caldaia, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio
- Possibilità di prove sul campo e in laboratorio
- Economico grazie alle unità di ricarica economiche

N. ordine: 2418523

### Kit di analisi dei fosfati totali PO-2

Questi kit di prova sono stati sviluppati appositamente per l'analisi dell'acqua delle caldaie, dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua di servizio. Vengono utilizzati sia metodi colorimetrici che titrimetrici. Ogni kit di prova contiene tutte le sostanze chimiche e ausiliarie necessarie in forma liquida o in polvere. Le istruzioni dettagliate descrivono passo dopo passo l'analisi.

I kit vengono consegnati in una robusta e compatta valigetta di plastica. Naturalmente, per tutti i kit di analisi sono disponibili reagenti di ricarica a basso costo.

#### Nota secondo il regolamento UE 2019/1148

Questo prodotto è disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette e le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente. [https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it)

### Campo di misura

#### Test Name

Phosphate (total)

#### Campo di misura

2.5 - 25 mg/L PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>