

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 445

Test rapidi versatili per un'ampia gamma di applicazioni



- Facilità d'uso e dosaggio preciso
- Durata minima di conservazione di 5 anni su pastiglie in foglio di alluminio
- Elevata precisione analitica
- Spedizione senza problemi

N. ordine: 414450

Vari metodi di prova

Per i MINIKIT sono disponibili diverse procedure di prova: Scegliere tra le procedure di test manuali, la procedura di torbidità o di conteggio delle pastiglie o il cosiddetto test di velocità.

Uso intuitivo

Che sia professionale o amatoriale: con il MINIKIT tutti ottengono risultati sicuri e senza errori.

Lunga durata di conservazione

I reagenti utilizzati nei MINIKIT hanno una durata di conservazione di 5 anni. E, soprattutto, non sono soggetti ad alcuna restrizione di trasporto.

Direttamente utilizzabile

Oltre al kit di analisi in una scatola pieghevole, la fornitura comprende anche un contenitore di misurazione, gli accessori necessari e i reagenti in pastiglie per circa 30 test.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Manutenzione piscine | Navigazione | ONG | Piscina-pubblica

MINIKIT AF 445

Sono facili da usare e adatti per una vasta gamma di applicazioni di analisi dell'acqua.

Grazie a diverse procedure di prova, i MINIKIT sono prima di tutto un compagno affidabile.

Campo di misura

Test Name	Campo di misura
Durezza, total	20 - 800 mg/L CaCO ₃

Fornitura

- Kit in scatola pieghevole
- Reagenti in pastiglie per una media di 30 test
- Recipiente di misura
- accessori necessari
- Istruzioni per l'uso

Titolo	N. ordine
Spazzola, lunghezza 11 cm	380230
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	385130
Contenitore di plastica, graduato 30 ml, con coperchio	385132

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna