

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### DI10 Incubator

Per una crescita batterica controllata



Per poter confrontare i risultati dei Dipslides e di altri test microbiologici, come il kit per il test dei coliformi / E-coli, da una settimana all'altra, il tempo e la temperatura di incubazione devono essere gli stessi ogni volta che si esegue il test. Ciò garantisce che la crescita batterica sia sempre controllata e uniforme. L'incubatore DI10 è quindi un passo importante e necessario nell'analisi dell'attività microbiologica dell'acqua. L'incubatore Lovibond® DI10 consente un'incubazione affidabile in loco, in laboratorio o anche durante gli spostamenti in auto. Per l'incubazione di Dipslides, si consiglia di acquistare il supporto per Dipslide. Questo fornisce un supporto sicuro per 12 vetrini nel DI10 durante il periodo di incubazione.

- Design robusto
- Può contenere fino a 12 dip-slide o 10 capsule di Petri
- Eccellente stabilità della temperatura
- Possibile funzionamento in auto

N. ordine: 56B000701

#### Industria

Altre industrie | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione

#### Dati tecnici

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Display</b>	1 x LCD retroilluminato a 16 bit
<b>Alimentazione elettrica</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Tolleranza termica</b>	± 0.5 °C
<b>Conformità</b>	CE
<b>Dimensioni</b>	246 x 215 x 162 mm

# Fornitura

- DI10
- Alimentazione elettrica
- Set di cavi di alimentazione (UK, EU & USA)
- Cavo accendisigari e 8 adattatori a spina
- Istruzioni d'uso

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	176300
Alimentazione esterna	182049

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna