

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Single Syringe Test Kit

Il test della *legionella* più veloce del mondo



La *legionella* è la causa scatenante della malattia del legionario, una forma di polmonite potenzialmente mortale. In tutto il mondo esistono linee guida per la lotta contro la *legionella*.

Nell'ambito della revisione dell'ordinanza sull'acqua potabile sono stati definiti i parametri principali che devono essere verificati settimanalmente e mensilmente per ridurre al minimo il rischio di proliferazione della *legionella* su scala dannosa negli impianti idrici aperti.

I kit di analisi Lovibond® "L8" per la protezione contro la *legionella* includono tutti i test consigliati per il monitoraggio settimanale e mensile.

- Veloce, facile e preciso
- Risultati in soli 25 minuti!
- Conferma l'efficacia dei protocolli di prevenzione e trattamento della *legionella*
- Disponibili kit di analisi per il rilevamento della *Legionella* sia a base d'acqua che biofilm

N. ordine: 56B006601

### Legionella Single Syringe Test Kit

Il Single Test Kit viene utilizzato per rilevare la *legionella* in un campione d'acqua; è ideale per gli utenti che necessitano di una maggiore precisione di analisi di un campione filtrato.

Con risultati in 30-35 minuti, il test fornisce una comprensione immediata e una risposta alle condizioni dell'acqua. L'uso regolare aumenta la fiducia nelle procedure di controllo della *legionella* e riduce il rischio di epidemie e contenziosi!

Il kit fornisce tutto il necessario per un test.

#### Limite di rilevamento

100 CFU/l

#### No. di test

1

### Fornitura

- 1 striscia reattiva con pipetta di dosaggio
- Siringa tampone di recupero
- Vetro di raccolta del campione
- Filtro monouso
- Siringa da 60 ml
- Istruzioni per l'uso